別紙2

◆レセ電ビューアの更新方法◆

Windows のコンピュータでレセ電ビューアをお使いの場合は下記「1. Windows の場合」を参照頂きバージョンアップの作業を行って下さい。

ORCA の主サーバー、従サーバーでレセ電ビューアをお使いの場合は3ページの「2. Ubuntu の場合」 を参照頂きバージョンアップの作業を行って下さい。

1. Windows の場合

「ヘルプ」をクリックし「アップデートのチェック」をクリックして下さい。



②現在の最新バージョンは 2.5.0 です。現在のバージョンが 2.5.0 以下の場合「アップデートの開始」 ボタンを 押下して下さい。



③下図の確認画面が表示されましたら「OK」ボタンを押下して下さい。



④「使用許諾契約書の同意」画面で「同意する」にチェックをいれて「次へ」ボタンを押下して下さい。



⑤「情報」画面ではそのまま「次へ」ボタンを押下して下さい。



⑥「追加タスクの選択」画面では「.HEN ファイルの関連付け」と「.SAH ファイルの関連付け」にチェックを 入れて「次へ」ボタンを押下して下さい。既にチェックが入っている場合はそのまま「次へ」と進みます。



⑦「インストール準備完了」画面で「インストール」ボタンを押下して下さい。



⑧「インストール準備中」画面で「次へ」ボタンを押下して下さい。



⑨「インストール状況」画面が表示されます。



⑩「jma-receview セットアップウィザードの完了」画面が表示されましたら「完了」ボタンを押下して下さい。



①しばらくすると再度レセ電ビューアが起動しますので、①の手順で現在のバージョンを確認して下さい。「ク ライアントは最新版です」と表示されていれば作業は完了です。



12「閉じる」ボタンを押下し「JMAReceviewUpdater」画面を閉じてから、レセ電ビューアを終了して下さい。

2. Ubuntu の場合

① デスクトップ画面でアイコンが何も表示されていない場所を一度右クリックして下さい。

②「端末を開く」を選択して下さい。



② 黒い小さな画面が表示されます。(※※※※※※の部分は医療機関様毎で異なります)



④白いカーソルが点滅している場所に次の様に入力して下さい。 sudo apt-get update

	jimu01@MCUBUNTU-1804: ~	🖨 🛈 🧕
ファイル(F) 編集(E) 表示(V) :	検索(S) 端末(T) ヘルプ(H)	
jimu01@ <u>*********</u> *****	sudo apt-get update	
Strate www.www.	Sado ape gee apabee	

⑤「Enter」キーを押下して下さい。

⑥「jimuO1のパスワード:」と表示されますので、PCを起動する際に入力するパスワードを入力して下さい。 (入力したパスワードは画面には表示されません。)



⑦処理が進みますので緑色の文字で「jimuO1@※※※※※※※:~\$」と表示されるまでしばらくお待ちください。



⑧「jimuO1@※※※※※※※※※:~\$」と表示されましたら、白いカーソルが点滅している場所に次のように入力して下さい。

sudo apt-get install jma-receview



⑨「Enter」キーを押下して下さい。

⑩再び「jimuO1@※※※※※※※:~\$」と表示されましたら作業は完了です。

ima-	receview (2.5.0-0+u6ima1-5.2) を設定しています	
inst	all mimetype:text/receden UKE.HEN.SAH	
shar	ed-mtme-info (1.9-2) のトリガを処理しています	
gnor	ne-menus (3.13.3-11ubuntu1.1) のトリガを処理しています	
mime	support (3.60ubuntu1) のトリガを処理しています	
desk	top-file-utils (0.23-1ubuntu3.18.04.2) のトリガを処理しています	
man-	db (2.8.3-2ubuntu0.1)のトリガを処理しています	
jimu	1010 ******** :-5	

⑪レセ電ビューアを開き、「ヘルプ」→「About」の順に押下して下さい。

						レセ電t	ニーア	合計人数:0 台	計件数:0	合計点
ファイル(F)	編集(E)	表示	(V) デバ	(イス(D)	設定(S)	ヘルプ				
種別点数	情報	医療	機関/患者	皆情		About		Ctrl+A		
保険者番号	レセプト	種別	公費種別	診療年月] 件数	1977-	-1-00-5-1	299		

「jma-receview 2.5.0」と表示されれば作業は完了です。 閉じるボタンを押下してからレセ電ビューアを終了して下さい。

